



# Інструкція із застосування Кардіоліпін-стандарт (Cardiolipin-standard)

## СКЛАД

1 л розчину містить:  
кардіоліпін – 5 г, етанол 96 % – до 1 л.

## ОПИС

Прозора безбарвна або з жовтуватим відтінком рідина зі специфічним запахом спирту.

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Отримання, контроль та стандартизація кардіоліпінових антигенів, а також використання в якості стандартного зразка при кількісному та якісному визначенні кардіоліпіну в препаратах і біологічній сировині, що містять кардіоліпін, як інгредієнт кардіоліпінових антигенів, а також для науково-дослідних робіт в медицині, біології та хімії; для моделювання біологічних мембрани.

## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Виробництво, контроль та стандартизація кардіоліпінових антигенів, моделювання біологічних мембрани та наукові дослідження в медицині, біології та хімії.

## СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

За методами хроматографії та спектрального аналізу, а також у виробництві антигенів кардіоліпінових.

## ФОРМА ВИПУСКУ І УПАКОВКА

По 1 л у пляшці з темного скла разом з інструкцією із застосування.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 2 °C до 8 °C.

Транспортують будь-яким критим транспортним засобом при температурі від 2 °C до 8 °C.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:** 1 рік.

## **ВИРОБНИК**

АТ «БІОЛІК», Україна, Харківська обл., місто Харків, Помірки тел./факс: +38 (057) 704-87-34, e-mail: office@biolik.com.ua

*Рекламації на якість кардіоліпін-стандарту надсилюти на адресу виробника.*

У випадку порушення встановлених виробником умов зберігання, транспортування та методики проведення аналізу з вини споживача рекламиції розглядаються як необґрунтовані.

## **ПОЯСНЕННЯ ДО СИМВОЛІВ**



символ «ВИРОБНИК»



символ «МЕДИЧНИЙ ВИРІБ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO»



символ «ТЕМПЕРАТУРНЕ ОБМЕЖЕННЯ»



символ «КОД ПАРТІЇ»



символ «ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ»



символ «ВИКОРИСТАТИ ДО»



символ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ»



символ «ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ»

**Дата останнього перегляду:** 04.12.2019 р.