



Інструкція із застосування Лецитин-стандарт (Lecithin-standard)

СКЛАД

1 л розчину містить:
лецитин – 100 г, етанол 96 % – до 1 л.

ОПИС

Прозора безбарвна рідина зі специфічним запахом спирту.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Отримання, контроль та стандартизація кардіоліпінових антигенів, а також використання в якості стандартного зразка при кількісному та якісному визначенні лецитину в препаратах і біологічній сировині, що містять лецитин, як інгредієнт кардіоліпінових антигенів, а також для науково-дослідних робіт в медицині, біології та хімії; для моделювання біологічних мембран.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Виробництво, контроль та стандартизація кардіоліпінових антигенів, моделювання біологічних мембран та наукові дослідження в медицині, біології та хімії.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

За методами хроматографії та спектрального аналізу, а також у виробництві антигенів кардіоліпінових.

ФОРМА ВИПУСКУ І УПАКОВКА

По 1 л у пляшці з темного скла разом з інструкцією із застосування.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від мінус 15 °С до мінус 25 °С.

Транспортують будь-яким критим транспортом при температурі від мінус 15 °С до мінус 25 °С.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 1 рік.

ВИРОБНИК

АТ «БІОЛІК», Україна, Харківська обл., місто Харків, Помірки
тел./факс: +38 (057) 704-87-34, e-mail: office@biolik.com.ua

Рекламації на якість лецитин-стандарту надсилати на адресу виробника.

У випадку порушення встановлених виробником умов зберігання, транспортування та методики проведення аналізу з вини споживача рекламації розглядаються як необґрунтовані.

ПОЯСНЕННЯ ДО СИМВОЛІВ



СИМВОЛ «ВИРОБНИК»



СИМВОЛ «МЕДИЧНИЙ ВИРІБ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO»



СИМВОЛ «ТЕМПЕРАТУРНЕ ОБМЕЖЕННЯ»



СИМВОЛ «КОД ПАРТІЇ»



СИМВОЛ «ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ»



СИМВОЛ «ВИКОРИСТАТИ ДО»



СИМВОЛ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ»



СИМВОЛ «ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ»

Дата останнього перегляду: 04.12.2019 р.